



HÅNDBETJENING






TurnAid T4



FODBETJENING




FORKLARING TIL ØVRIGE PIKTOGRAMMER

Piktogram	Benævnelse	Forklaring
	Advarsel	Advarselstrekanten signalerer, at der kræves særlig agtpågivenhed.
	CE mærke	Mærket angiver, at der er udarbejdet CE-mærkning for systemet.
	VIGTIGT	Bemærk specielt.
	Elektronik-skrot	Symbolet angiver, at systemet efter endt brug skal afleveres ved nærmeste genbrugsstation for genbrug samt bortskaffelse i.h.t. gældende lovgivning.
	Tætningsgrad	Tætningsgrad IPX0 => Ikke spulefast og uegnet til udendørsbrug.

DE TRE INDSTILLINGER

for trinvisse instruktioner – se kapitel 5 i manualen

1: Arbejds-position (under vending)



2: Nedfældet-position



(ud af sengen-position eller fra side til side, så rækkeafstand til borger mindskes)

3: Sengehest-position



(under vending)