



ERGOtip toiletstole

Værdighed i øjenhøjde

*Styrket selvhjulpenhed for brugere
og bedre arbejdsmiljø for personale*

dan  rehab a/s

Tryghed og livskvalitet

ERGOtip

ERGOtip line består af 5 størrelser fra lille til meget stor. Ergotip 5 er den mest anvendte, da den passer de fleste brugere.

Til ERGOtip stolene findes et stort udvalg af ekstratilbehør, som konstant udvikles og udbygges. Har du et særligt ønske, kan en skræddersyet model være løsningen.

Alle ERGOtip stole er udviklet og produceret i et solidt og holdbart design med høj genbrugsværdi. Brugervægt op til 200kg.

” Stolen gør alt arbejdet for mig. Jeg er 180 cm høj, og når stolen kan hejses op i øjenhøjde, undgår jeg at stå foroverbøjet, fx hvis jeg skal hjælpe med tandbørstning. Jeg er glad for at få sådan en stol ind som arbejdsredskab.

*Kenneth Rasmussen,
Tirsdalens Plejecenter*

” Jeg bruger Danrehab toiletstole - alle typer - fordi de kan tilpasses den enkelte bruger. Der er et væld af tilbehør til stolene, såsom forskellige ben- og nakkestøtter og armlæn, hvis fx en stol på 55 cm skal laves bredere. Det betyder, at vi ikke behøver at have mange slags stole. Derved sparer vi penge, samtidig med at stolen passer individuelt til brugeren.

*Flemming Andreasen,
indkøber på hjælpemiddeldepotet, Herning Kommune*



ERGOtip 5 EL - all round stolen

Rita er 84 år. I den elektriske ERGOtip 5-stol kan hun klare alle gøremål på badeværelset på én gang, fordi stolen har mange indstillingsmuligheder.

Det er rart og trygt og gør samtidig arbejdssituationen nemmere og mere komfortabelt for hjælperen, idet belastningen af ryggen er minimal, når der anvendes en elektrisk højdeindstillelig kipstol.



Frem- og tilbagekipning foregår nemt og enkelt uanset brugerens vægt og foretages via en brugervenlig betjeningsboks.

ERGOtip 6 EL

ERGOtip 6 EL er vores mellemste standard-stol med elmotor-tip og anvendes til relativt store brugere. Stolen har yderligere to elmotorer til at varetage højdeindstillingen.




ERGOtip 8 EL

ERGOtip 8 EL (vores næstmindste standard-stol med el-tip og el-hejs) er til "små-/ mellemstørrelse" brugere og samtidigt højdeindstillelig via to ekstra motorer.



ERGOtip 9 EL

ERGOtip 9 EL (vores mindste standard-stol med el-tip og el-hejs) er til små voksne/ børn og samtidigt højdeindstillelig via to ekstra motorer.



ERGOtip 7 EL

ERGOtip 7 EL er vores bredeste standard-stol med elmotor-tip og anvendes til meget store brugere. Stolen har yderligere to elmotorer til at varetage højdeindstillingen.

Gennemtænkte detaljer



Fleksibilitet i materialet og smart design gør det muligt at tilpasse nakkestøtten, så den danner et komfortabelt leje for den enkelte brugers baghoved på en tryk og behagelig måde.



Bækkenet er sikret og the chair is equipped with artificial leather which is easy to clean and stays dry ones you have dried it. Further the back rest is mounted with velcro which is easy to handle and regulate.



De store og læsbare hjul gør transporten nem og sikker for både hjælper og bruger og giver desuden stolen en meget lille venderadius.



Derfor vælger kunderne Danrehab

- Produktudvikling og -tilpasning via brugerinddragelse
- Et bredt udvalg af standardmodeller
- Skræddersyede specialløsninger
- Universelt tilbehør, som kan anvendes på mange forskellige modeller
- Test og CE-mærkning iht. EU-direktiver og -standarder
- Holdbare produkter, der er lette at vedligeholde i rustfrie materialer, fx rustfrit stål og aluminium eller rilsan-/epoxycoated
- HMI-numre som bestillingsnumre

ERGOtip-toiletbadestole, eldrevne

TEKNISKE DATA

| HMI-nr. | Modelnavn | Sædets dybde | Sædets bredde | Mellem armlæn* | Totalbredde | Totaldybde** | Belastning |
|---------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| 35321 | A ERGOtip 5 EL | 43 cm | 43 cm | 47.5 cm | 60 cm | 74 cm | 200 kg |
| 50831 | A ERGOtip 6 EL | 48 cm | 49 cm | 52 cm | 63.5 cm | 74 cm | 200 kg |
| 50833 | A ERGOtip 7 EL | 48 cm | 58.5 cm | 60 cm | 71.5 cm | 74 cm | 200 kg |
| 72165 | A ERGOtip 8 EL | 44 cm | 40 cm | 43 cm | 60 cm | 73.5 cm | 150 kg |
| 72166 | A ERGOtip 9 EL | 44 cm | 40 cm | 37.5 cm | 57 cm | 73.5 cm | 150 kg |

* = hvis stolen er udstyret med den tidligere ("gamle") type armlæn, kan bredden øges ved at udskifte disse med armlæn, der er forskubbet ud til siden ca. 2.5 cm eller 5 cm i hver side. Målene i kolonnen skal reduceres med ca. 3 cm, hvis stolen er forsynet med den tidligere ("gamle") armlænstype.

** = ved tipning øges totaldybden med ca. 25 cm. Hvis fodhvilerne påsættes, øges totaldybden med ca. 30 cm.

dan  rehab a/s

Danrehab a/s · Messingvej 13-15 · DK-8940 Randers SV · Tel: +45 86 44 73 55
Danrehab.dk · info@Danrehab.dk